

Das T-Reflex Gerät auf einen Blick – Kurzbeschreibung - - In 5 Schritten einsetzbar-

1. Nehmen Sie das T-Reflex-Gerät aus seiner Verpackung und stellen es auf den Fußboden.
2. Verbinden Sie den AC/DC Adapter (Ausgangsstecker) mit dem Gerät und stecken dann den AC/DC Adapter in die Steckdose.
3. Setzen Sie die sauberen Füße auf die vorgesehenen Fußablagen. Regulieren Sie jetzt die SOLE- Intensitätstaste (siehe Abbildung). Beginnen Sie bei 1 und steigern Sie solange, bis Sie ein angenehmes Gefühl empfinden.
4. Wenn Sie die Hand-Therapie-Stäbe benutzen wollen, verbinden Sie das Elektrodenkabel mit den Hand -Therapie - Stäben und schließen Sie es an die vorgesehene Schnittstelle des Gerätes an (Anschlussbuchse für Elektroden und Hand-Therapie-Stäbe). Ihre Hände müssen sauber sein. Regulieren Sie jetzt die Körper-Intensitätstaste. Beginnen Sie bei 1 und steigern Sie solange, bis Sie ein angenehmes Gefühl empfinden.
5. Wenn Sie die Elektroden benutzen wollen, setzen Sie die Elektroden auf die sauberen Hautflächen, die behandelt werden sollen, verbinden Sie die Elektrodenkabel mit den Elektroden und schließen diese an die vorgesehene Schnittstelle des Gerätes an (Anschlussbuchse für Elektroden und Hand-Therapie-Stäbe). Regulieren Sie jetzt die Körper-Intensitätstaste. Beginnen Sie bei 1 und steigern Sie solange, bis Sie ein angenehmes Gefühl empfinden.

Eine ausführliche Gebrauchsanweisung finden Sie in beigefügter Broschüre.

